Suministros Generales para Laboratorio, S.L.

Viales A-Line de Agilent

Nuestra innovación continua en el campo de los materiales de vidrio nos permite ofrecer un excelente rendimiento analítico y mejorar los resultados de laboratorio.


Presentamos los viales A-Line de Agilent: la opción más fiable para sus valiosas muestras y para los análisis de alta precisión

- **Ahorre horas de trabajo:** estos viales permiten reducir considerablemente las repeticiones de análisis de muestras.
- **Mejore la productividad:** el carácter inerte de la superficie reduce la variabilidad de la respuesta de los picos, lo que se traduce en unos resultados más precisos y unas menores necesidades de reprocesamiento de muestras.
- **Consiga recuperaciones uniformes de los analitos:** obtenga medidas extremadamente precisas y uniformes de analitos a bajos niveles entre viales, entre lotes y a lo largo del tiempo.
- **Gaste menos:** ahorre en los gastos de su laboratorio hasta un **25 %** gracias a una importante reducción de los gastos no planificados (como los asociados a la resolución de problemas, a la repetición de análisis y a los tiempos de inactividad).
- **Cumpla los requisitos de los entornos regulados y más exigentes:** nuestro certificado de análisis aporta información específica para que pueda confirmar que el vial elegido es el adecuado.
- **Simplifique la gestión de inventarios:** el diseño de los viales A-Line consigue que sean compatibles con diversos tapones, incluidos los tapones para muestreadores automáticos de 2 ml.

¿Cree que todos los viales se fabrican igual?

Reconsidérelo…
Lo cierto es que los viales de mala calidad pueden producir distintos problemas, como pérdida de muestras, contaminación y daños en las agujas de los muestreadores automáticos. Para la fabricación de los viales A-Line solo se utiliza vidrio de borosilicato de clase hidrolítica 1 con un coeficiente de expansión (COE) de 51, que posee un excepcional carácter inerte. Nuestros estrictos controles de calidad y procesos de producción garantizan que la variabilidad del rendimiento sea mínima entre viales, entre lotes y a lo largo del tiempo.

Viales A-Line de Agilent: mejor retención de analitos a lo largo del tiempo:



Los viales A-Line de Agilent consiguen una mejor retención de analitos en esta separación de doxepina. Nota: Los análisis los llevó a cabo Agilent.

Información para pedidos

Descripción	Referencia
Vial de rosca A-Line, 2 ml, transparente, con zona de escritura, 100/paq.	5190-9589
Vial de rosca A-Line, 2 ml, ámbar, con zona de escritura, 100/paq.	5190-9590
Vial de encapsulado A-Line, 2 ml, transparente, con zona de escritura, 100/paq.	5190-9591
Vial de encapsulado A-Line, 2 ml, ámbar, con zona de escritura, 100/paq.	5190-9592

Tapones recomendados para los viales A-Line:

Descripción	Referencia
Tapón de rosca, pegado, azul, septa de PTFE/silicona blanca, 100/paq.	5190-7021
Tapón de rosca, pegado, azul, con preapertura, septa de PTFE/silicona blanca, 100/paq.	5190-7023*
Tapón de encapsulado, aluminio plateado, septa de PTFE/silicona blanca, 100/paq.	5182-0552

* Recomendado para inyecciones de gran volumen.



Integridad y uniformidad certificadas

Solo los viales certificados de Agilent se entregan con un certificado que confirma que se han fabricado en un entorno certificado según la norma ISO 9001 y que se han tomado las medidas oportunas durante la producción y el empaquetado para reducir la contaminación. También certificamos que nuestros viales se han sometido a pruebas de perforación con agujas y jeringas Agilent, se han inspeccionado con sistemas automatizados de visión artificial y son compatibles con los mecanismos de sujeción e inyección de los muestreadores automáticos.